




S-CAPE PLUS[®]
THE EVACUATION SOLUTION

Gebrauchsanleitung



Schritt 1

Entfernen Sie den S-CAPEPLUS aus der Tragetasche, der Wandabdeckung oder dem Stauschrank.





Schritt 2

Klappen Sie die Klappen aus.



Schritt 3

Positionieren Sie den Patienten in der Mitte der Matratze. Stellen Sie sicher, dass der Positioniergurt direkt um den Oberkörper der Person gelegt wird, indem Sie den Gurt durch den Ring auf der rechten Seite ziehen. Befestigen Sie diese mit dem Klettverschluss. Positionieren Sie die Arme entlang des Körpers und über dem Gürtel.



Schritt 4

Ziehen Sie nun die langen Laschen fest gegeneinander. Schließen und kleben Sie die Klettverschlüsse an die rechte Lasche mit den Klettverschlüssen an der linken Lasche. Schließen Sie diese so fest wie möglich.



Schritt 5

Schließen Sie nun die Klappe am Fußende. Auch hier gilt, dass Sie dies so eng wie möglich tun sollten.



Schritt 6

Positionieren Sie die Arme entlang des Körpers und unter den Klappen.



Schritt 7

Halten Sie die Schlaufe am Fußende fest, damit Sie den Patienten in einer Schleppbewegung evakuieren können. Ein zweiter Retter kann die Schlaufe am Kopfende nutzen, um leichter durch Ecken und Biegungen zu navigieren.



S-CAPE PLUS
THE EVACUATION SOLUTION

Schritt 8

Sie können eine Person leicht in kleinen Gängen drehen, indem Sie die Beine der Person anheben.



Schritt 9

Wenn Sie sich in einem höheren Stockwerk befinden, müssen Sie die Treppe benutzen, um nach unten zu gelangen. Positionieren Sie sich ein paar Schritte tiefer und ziehen Sie den Patienten zu sich. Senken Sie die Matratze vorsichtig ab, sobald der Patient das Treppenhaus mit dem Gesäß überquert hat. Achten Sie darauf, dass Sie das Geländer (Geländer) immer gut festhalten und immer Kontakt mit dem S-CAPEPLUS halten.

3



Schritt 10

Stellen Sie sicher, dass es einen zweiten Retter gibt, der die Schlaufe am Kopfende hält, wenn Sie damit nicht vertraut sind. Diese zweite Person kann für jedes notwendige Bremsen oder Drehen verantwortlich sein, wenn Sie den Stairs hinunterfahren.

Schritt 11

Sie können eine Person auch selbst evakuieren. Überschätzen Sie sich nie selbst. Eine Evakuierung über die Treppe kann gefährlich sein. Das gesamte Gewicht von jemandem wird auf Sie zukommen, und Sie müssen sicher sein, dass Sie in der Lage sind, die Kontrolle über dieses Gewicht über die gesamte Länge der Treppe zu behalten. Wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, bitten Sie einen zweiten Retter um Hilfe, oder überlassen Sie sie anderen. Ihre eigene Sicherheit sollte immer an erster Stelle stehen. Üben Sie regelmäßig mit S-CAPEPLUS und befolgen Sie immer die Anweisungen. Achten Sie darauf, dass Ihr Bein immer in Kontakt mit der Evakuierungsmatratze bleibt. Jetzt können Sie Schritt für Schritt nach unten gehen.

